

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Ph. +39-02 93508427 - Fax +39-02 93508426

info@sterylalab.it • www.sterylalab.it



PISTOLA AUTOMATICA PER BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI DISPOSABLE AUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY DEVICE

multiCore®

■ Azionamento posteriore
Rear trigger

■ Azionamento anteriore
Front trigger

■ Carica
Cocking

■ Cannula rimovibile (Versione DC)
Detachable cannula (Release DC)

■ Cannula centimetrata
Centimetre marks

ECHONOX®

È l'acciaio ecoriflettente che rende l'ago perfettamente visibile sul monitor per tutta la sua lunghezza.

The echoreflecting stainless steel makes the whole length of the needle clearly visible.

MULTI-CORE® SET-TAC

Set con ago-guida mininvasivo per procedure coassiali sotto T.A.C.
Set with less invasive introducer needle for co-axial procedure under CT scanning



PISTOLA AUTOMATICA PER BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI

DISPOSABLE AUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY DEVICE

 **MULTI-CORE®** è lo strumento mono-paziente a ghigliottina per biopsia su tessuti molli che realizza l'intera manovra con una sola mano, rapidamente, con semplicità e precisione.

▶ Grazie all'ergonomia del design, alla rapidità di esecuzione della procedura, all'impiego di una sola mano, è particolarmente indicato nelle biopsie multiple di mappatura prostatica. La vasta gamma dimensionale lo rende altrettanto utile nella biopsia epatica, renale, senologica, ed in generale in tutti i casi dove si intenda ottenere un campione istologico di adeguata dimensione.

▶ L'ago, nelle versioni di prodotto fabbricate nella lega metallica riflettente ECHONOX® (esclusiva STERYLAB), è perfettamente visibile per tutta la sua lunghezza sotto guida ecografica indipendentemente dall'angolo di entrata, e l'intera procedura è esente dal rischio di *seeding* di cellule tumorali.

▶ Versatile, ergonomico, affidabile, semplice e rapido nella manovra necessitante una sola mano, è lo strumento biotico a ghigliottina automatico monouso più perfezionato oggi disponibile.

▶ **MULTI-CORE®** è disponibile anche nelle seguenti varianti:

▷ **MULTI-CORE PLUS⁺**:

Ago in ECHONOX®.

▷ **MULTI-CORE® DC** :

con la cannula biotica staccabile per prelievi multipli a singolo accesso.

▷ **MULTI-CORE® SET-TAC** :

MULTI-CORE® + Ago-Guida mininvasivo per procedure coassiali sotto TAC (Ago-Guida con stesso calibro = procedura meno invasiva).

▶ Ampia gamma dimensionale.

▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.

▶ Monouso sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

▶ Disponibile ago introduttore dedicato, per procedure coassiali multiple (cod. serie **AGM**).

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

multiCore®

 **MULTI-CORE®** is a True-Cut style automatic biopsy device.

▶ Versatile, simple to use and reliable, with an ergonomic design for easy cocking and firing, it represents the state-of-the-art among disposable automatic biopsy instruments.

▶ Spring loaded stylet and cannula harvest diagnostic quality specimens with minimal tissue displacement.

▶ **MULTI-CORE®** can be operated easily with one hand, making it ideal for procedures requiring ultrasound guidance.

▶ The needle is available in ECHONOX®, an echo reflecting stainless steel patented by STERYLAB, and is entirely visible under ultrasound.

▶ **MULTI-CORE®** is also available in the following releases:

▷ **MULTI-CORE PLUS⁺**:

Needle made from ECHONOX®.

▷ **MULTI-CORE® DC**:

with detachable cannula for single-access multiple procedures.

▷ **MULTI-CORE® SET-TAC**:

specific set with less invasive introducer needle for co-axial procedure under CT scanning.

▶ Available in a variety of gauge sizes and centimetre lengths.

▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.

▶ Sterile, single patient use.

▶ Specific introducer needle for multiple co-axial procedures is available (ref. series **AGM**).

OPZIONI DISPONIBILI OPTIONAL RELEASES

TIPO TYPE	CALIBRO GAUGE	LUNGH. LENGTH	PLUS ⁺ 	CODICE ORDERING	CONF. PKG.
MULTICORE®	14-16-18-20	11-15-20-25-(47)	SI/YES	MLC XXYY (*)	15
MULTICORE® DC	14-16-18-20	15-20-25	SI/YES	MLC XXYY DC	15
MULTICORE® SET-TAC	14-16-18-20	11-15-20	NO	MLC XXYY TC	10

(*): **XX** = Gauge / **YY** = Lungh./Length.

Come comporre il codice d'ordine /ordering: **MULTICORE® 18 Gauge - 11 cm = MLC1811**

Versione PLUS⁺ : aggiungere "+" al codice d'ordine.

Release PLUS⁺ : add "+" to the cat. nr. of standard release.